

อุปกรณ์พยุงไหปลาร้า (clavicle Splint)

คุณลักษณะ เป็นอุปกรณ์ประคองไหปลาร้าและหัวไหล่ ออกแบบมาเพื่อดิ่งรังไข ป้องกัน รักษาภาวะไหล่จุ่มหลังงอ หรือใช้รักษาอาการกระดูกไหปลาร้าบาดเจ็บ แตร้าว หรือหัก ช่วยพยุงไหปลาร้าที่แตกร้าหรือหักไม่ให้ผิดรูป ช่วยให้กระดูกไหปลาร้าที่หักสมานติดกันเร็วขึ้น



ขนาดสินค้า	วัดรอบใต้ราวนม
S	26-30 นิ้ว
M	30-34 นิ้ว
L	34-38 นิ้ว
XL	38-42 นิ้ว

วิธีการใส่

1

Left Side

Right Side



You will need someone to help you apply, adjust, and remove this brace. Unfold brace and undo Velcro closures on ends of straps. Lay brace flat to identify left and right straps.

2



Position the felt back pad between the shoulder blades with the plastic triangle buckle pointing down.

3



Carefully wrap the left strap over the left shoulder and under the armpit.

4



Feed the end of the left strap through the left side of the plastic triangle buckle. Then fold the strap over to attach the Velcro closure.

5



Repeat this process for the right strap. The brace should now be in a "Figure 8" shape.

6



To adjust the fit, pull to tighten or loosen one strap at a time until the desired level of support is reached. You should feel your shoulders being gently pulled back.

วิธีทำความสะอาด

ควรซักด้วยน้ำสบู่ ตากในที่ร่ม เลี่ยงการตากแดดจัด ควรซักอย่างน้อยอาทิตย์ละ 1-2 ครั้งเพื่อลดการสะสมของ เหงื่อและแบคทีเรีย