

แบบฟอร์มบทเรียนหนึ่งประเด็น (One Point Lesson : OPL)

ชื่อเรื่อง	โปรแกรมซักผ้าเครื่องซักสไลด์																																														
วัตถุประสงค์	1. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานเลือกโปรแกรมซักผ้าเครื่องซักสไลด์ได้ถูกต้อง 2. เพื่อใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากรเก่าและบุคลากรใหม่																																														
รายละเอียด	โปรแกรมซักผ้าเครื่องซักสไลด์ เป็นระบบสั่งการอัตโนมัติ เพื่อให้บุคลากรช่วยในการตัดสินใจเลือกใช้โปรแกรมตามผ้าเปื้อนที่ซักและสามารถช่วยให้ทำงานเป็นมาตรฐานเดียวกันได้ จัดทำโปรแกรมซักผ้าเครื่องซักสไลด์ที่สามารถสั่งจ่ายน้ำยาอัตโนมัติ เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถเลือกโปรแกรมซักผ้าที่กำหนดไว้ได้ถูกต้อง โปรแกรมซักผ้าเครื่องซักสไลด์ ➔  <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr style="background-color: #e0f0ff;"> <th colspan="4">โปรแกรมซักผ้าเครื่องซักสไลด์</th> </tr> <tr> <th>โปรแกรม</th> <th>ชื่อโปรแกรม</th> <th>ชนิดผ้า</th> <th>เวลาการซัก</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>F1</td> <td>HEAVY SOIL</td> <td>ผ้าเปื้อนเลือด, อุจจาระ, คราบยา, คราบฝังแน่นต่าง ๆ</td> <td>45 นาที</td> </tr> <tr> <td>F2</td> <td>MEDIUM SOIL</td> <td>ผ้าเช็ดมือ, ผ้าเช็ดเท้า</td> <td>43 นาที</td> </tr> <tr> <td>F3</td> <td>LIGHT SOIL</td> <td>ผ้าต่าง ๆ ที่ไม่มีคราบเลือด, ไม่มีคราบยา, ไม่มีคราบอุจจาระ</td> <td>45 นาที</td> </tr> <tr> <td>F4</td> <td>LINEN BAG</td> <td>ถุงขาว, ถุงเขียว, ถุงแดง (ห้องซักผ้าติดเชื้อ)</td> <td>45 นาที</td> </tr> <tr> <td>F5</td> <td>NEW LINEN</td> <td>ผ้าใหม่ทั้งผ้าสีและผ้าขาว</td> <td>54 นาที</td> </tr> <tr> <td>F6</td> <td>RINSE AND SPIN</td> <td>ล้างผ้าต่าง ๆ</td> <td>44 นาที</td> </tr> <tr> <td>F7</td> <td>HEAVY SOIL CL</td> <td>ผ้าถุงแดง, ผ้าติดเชื้อ</td> <td>48 นาที</td> </tr> <tr> <td>F8</td> <td>REJECT</td> <td>ผ้าซักซ้ำ</td> <td>33 นาที</td> </tr> <tr> <td>F9</td> <td>REJECT OIL</td> <td>ผ้าซักซ้ำสำหรับคราบไขมัน</td> <td>41 นาที</td> </tr> </tbody> </table>			โปรแกรมซักผ้าเครื่องซักสไลด์				โปรแกรม	ชื่อโปรแกรม	ชนิดผ้า	เวลาการซัก	F1	HEAVY SOIL	ผ้าเปื้อนเลือด, อุจจาระ, คราบยา, คราบฝังแน่นต่าง ๆ	45 นาที	F2	MEDIUM SOIL	ผ้าเช็ดมือ, ผ้าเช็ดเท้า	43 นาที	F3	LIGHT SOIL	ผ้าต่าง ๆ ที่ไม่มีคราบเลือด, ไม่มีคราบยา, ไม่มีคราบอุจจาระ	45 นาที	F4	LINEN BAG	ถุงขาว, ถุงเขียว, ถุงแดง (ห้องซักผ้าติดเชื้อ)	45 นาที	F5	NEW LINEN	ผ้าใหม่ทั้งผ้าสีและผ้าขาว	54 นาที	F6	RINSE AND SPIN	ล้างผ้าต่าง ๆ	44 นาที	F7	HEAVY SOIL CL	ผ้าถุงแดง, ผ้าติดเชื้อ	48 นาที	F8	REJECT	ผ้าซักซ้ำ	33 นาที	F9	REJECT OIL	ผ้าซักซ้ำสำหรับคราบไขมัน	41 นาที
โปรแกรมซักผ้าเครื่องซักสไลด์																																															
โปรแกรม	ชื่อโปรแกรม	ชนิดผ้า	เวลาการซัก																																												
F1	HEAVY SOIL	ผ้าเปื้อนเลือด, อุจจาระ, คราบยา, คราบฝังแน่นต่าง ๆ	45 นาที																																												
F2	MEDIUM SOIL	ผ้าเช็ดมือ, ผ้าเช็ดเท้า	43 นาที																																												
F3	LIGHT SOIL	ผ้าต่าง ๆ ที่ไม่มีคราบเลือด, ไม่มีคราบยา, ไม่มีคราบอุจจาระ	45 นาที																																												
F4	LINEN BAG	ถุงขาว, ถุงเขียว, ถุงแดง (ห้องซักผ้าติดเชื้อ)	45 นาที																																												
F5	NEW LINEN	ผ้าใหม่ทั้งผ้าสีและผ้าขาว	54 นาที																																												
F6	RINSE AND SPIN	ล้างผ้าต่าง ๆ	44 นาที																																												
F7	HEAVY SOIL CL	ผ้าถุงแดง, ผ้าติดเชื้อ	48 นาที																																												
F8	REJECT	ผ้าซักซ้ำ	33 นาที																																												
F9	REJECT OIL	ผ้าซักซ้ำสำหรับคราบไขมัน	41 นาที																																												

ลงชื่อ(เจ้าของผลงาน) จิตติวัฒน์ สืบโชษชาติ, วัชร ใจอึ้งอัม

ลงชื่อ(หัวหน้า ภาค/ฝ่าย/งาน/หน่วย) อภิพร ยาทะนันท์

สังกัด งานบริการผ้า โรงพยาบาลรามาธิบดี

วัน / เดือน / ปี 5 กรกฎาคม 2566